

Wat is aërosoltherapie

Met aërosoltherapie gaan we medicatie rechtstreeks in de luchtwegen en longen krijgen. Met een aërosoltoestel wordt vloeibare medicatie omgezet in een fijne mist, die ingeademd kan worden.

Aandachtspunten

- » Maak de oplossing vlak voor de start van de behandeling klaar. Een geopend patroon moet binnen de 12u gebruikt worden.
- » Spoel na de vernevelbeurt de mond van je kindje met water. Bij kleine kinderen en baby's dien je de aërosol toe vóór de voeding. Op die manier blijven er geen medicatieresten achter in de mond en is de kans op overgeven kleiner. Reinig het gelaat om irritatie te voorkomen.

Kindergeneeskunde

Kinderartsen

dr. An Huybrechs (medisch diensthoofd)

dr. Christel Broers

dr. Kristien Garmyn

dr. Désirée van Doorn

dr. Lieve Verstraete

dr. Bert Suys

Kinderverpleegkundigen

Kinderafdeling
03 491 23 85
www.heilighartlier.be

**Wij wensen je kindje
een spoedig herstel toe!**

HHZH_INF_248.03(0620)

een **hart**
voor zorg

PATIËNTENINFORMATIE



© 2020 HeiligHartziekenhuis

HeiligHartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier
www.heilighartlier.be | T: 03/491 23 45


HEILIGHART
ALGEMEEN ZIEKENHUIS LIER

Gebruik

Beste,

Met deze folder willen wij je meer informatie verstrekken over **aërosoltherapie**.

Zijn er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden of vragen kan je die steeds aan de behandelende kinderarts of verantwoordelijke verpleegkundige stellen.

- » Koppel één uiteinde van de slang aan het toestel en het andere uiteinde aan het masker.
- » Zet het toestel voor het gebruik enkele seconden aan. Zo kan je achtergebleven vocht uit de slang verwijderen.
- » Bereid de oplossing:
 - Was je handen met water en zeep.
 - Scheur één patroon medicatie van de strip en schud het.
 - Verwijder met een draaibeweging de dop van het patroon, houd het ondersteboven boven het reservoir van het masker en druk de gewenste hoeveelheid vloeistof (ml) eruit.
- » Vul volgens voorschrift van de arts aan met andere medicatie of indien nodig fysiologisch water tot een minimumhoeveelheid van vier ml.
- » Bevestig het reservoir opnieuw aan het masker.
- » Plaats het gezichtsmasker over de mond en neus. Zorg ervoor dat het goed aansluit.
- » Houd je kindje goed rechtop en hou ook de vernevelaar rechtop.
- » Zet het toestel aan.
- » Zorg dat je kindje rustig ademt. Geef eventueel een fopspeentje.
- » Stop met inhaleren ongeveer één minuut nadat de vernevelaar begint te “sputteren” of na ongeveer tien minuten. Zet het toestel uit. Het reservoir moet niet leeg zijn.

Volg steeds de instructies van je apotheek in verband met bewaarbaarheid.

Reinigen en onderhoud

Reinig het mondmasker en reservoir na gebruik. Dat beperkt het risico op infectie en voorkomt verstopping van het toestel.

- » Na elk gebruik: spoelen met lauw water.
- » Dagelijks: reinigen met lauw water en detergent. Spoel nadien grondig met warm water.
- » Eenmaal per week: reinigen met lauw water en detergent. Spoel grondig met warm water. Ontsmet nadien de verschillende onderdelen als volgt:
 - Gedurende vijf minuten koken in water.
 - OF
 - In de vaatwasser op 70°C gedurende 30 minuten.
 - OF
 - In een sterilisator voor zuigflessen.
- » Na reiniging: droog de onderdelen op een schone, stofvrije doek. Zorg dat alle onderdelen goed droog zijn voor je ze opnieuw monteert.
- » Vervang het wegwerpbaar mondmasker, reservoir en slang om de drie maanden.